1. Courbe d'étalonnage pour le dosage des glucides hépatiques

Tableau 05: *Réalisation de courbe d'étalonnage pour le dosage des glucides hépatiques*

	Tubes					
Solutions	1	2	3	4	5	6
Solution mère (glucose) (µl)	0	20	40	60	80	100
Eau distillé (µl)	100	80	60	40	20	0
Réactif d'anthrone (ml)	4	4	4	4	4	4




Figure 35: *Courbe d'étalonnage pour le dosage des glucides hépatiques.*

2. Courbe d'étalonnage pour le dosage des lipides hépatiques

Tableau 06: *Réalisation de courbe d'étalonnage pour le dosage des lipides hépatiques*

	Tubes					
Solutions	1	2	3	4	5	6
Solution mère de lipide (µl)	0	20	40	60	80	100
Solvant éther/chloroforme (µl)	100	80	60	40	20	0
Réactif SPV (ml)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5




Figure: 36 *Courbe d'étalonnage pour le dosage des lipides tissulaires.*

.

3. Courbe d'étalonnage pour le dosage des protéines tissulaires

Tableau 07: *Réalisation de courbe d'étalonnage pour le dosage des protéines tissulaires*

	Tubes					
Solutions	1	2	3	4	5	6
Solution mère de l'Albumine (µl)	0	20	40	60	80	100
Eau distillé (µl)	100	80	60	40	20	0
Réactif BBC (ml)	4	4	4	4	4	4




Figure 37: *Courbe d'étalonnage pour le dosage des protéines tissulaire*