ANNEXES

1. Matériel utilisés au niveau de laboratoire




Figure 26. Schéma représente les grands matériels de laboratoire.





Figure 27. Schéma représente les petites matériels de laboratoire.

2. Courbe d'étalonnage pour dosage des glucides


Tubes	1	2	3	4	5	6
Solution mère (glucose) (µl)	0	20	40	60	80	100
Eau distillé (µl)	100	80	60	40	20	0
Réactif d'anthrone (ml)	4	4	4	4	4	4



Tableau/Figure (A). Réalisation de courbe d'étalonnage pour le dosage des glucides.

3. Courbe d'étalonnage pour dosage des lipides


Tubes	1	2	3	4	5	6
Solution mère (lipide) (µl)	0	20	40	60	80	100
Solvant éther/chloroforme (µl)	100	80	60	40	20	0
Réactif SPV (ml)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5



Tableau/Figure (B). Réalisation de courbe d'étalonnage pour le dosage des lipides**.**

4. Courbe d'étalonnage pour dosage des protéines

Tubes	1	2	3	4	5	6
Solution mère de l'Albumine) (µl)	0	20	40	60	80	100
Eau distillé (µl)	100	80	60	40	20	0
Réactif BBC (ml)	4	4	4	4	4	4



Tableau/Figure (C). Réalisation de courbe d'étalonnage pour le dosage des proteines.